

Mode d'emploi

Multisil-Epithetik city/country/beach

CE

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

1. Domaine d'application

Multisil-Epithetik city/country/beach permet de réaliser des prothèses maxillo-faciales souples et de colorer le Multisil-Epithetik transparent. Le matériau est un silicone par addition à base de vinylpolydimethylsiloxane, ratio de mélange 1:1, dureté finale 35 Shore A.

2. Mise en oeuvre

Introduire la double cartouche Multisil-Epithetik city/country/beach dans l'applicateur en détente (attention à l'encoche), retirer le capuchon protecteur en vissant vers la gauche. Déposer le silicone soit à l'aide de la canule de mélange ou directement de la cartouche sur un support approprié (plaque de verre, papier enduit etc.). Lorsque vous entamez une nouvelle cartouche, jetez un premier cordon de 1 cm de longueur. En effet, pour des raisons techniques liées à la fabrication, il peut y avoir de légères différences de contenance entre les deux cartouches. Mélanger à la spatule la quantité extraite pour obtenir une consistance homogène. Poursuivre la mise en œuvre du silicone comme à l'accoutumée.

3. Polymérisation

Faire durcir Multisil-Epithetik city/country/beach après remplissage du moule en l'enfournant 30 minutes à 60° C. Au bout de 12 heures, Multisil-Epithetik city/country/beach sera polymérisé même sans avoir recours à la chaleur.

4. Interactions avec d'autres matériaux

Le catalyseur contenu dans les silicones par addition réagit fortement au contact de certaines substances (poisons du catalyseur). Les plus importants poisons du catalyseur sont les composés soufrés organiques, les amines et amides ainsi que les composés contenant des métaux lourds tels que le plomb, l'étain, le cadmium ou le mercure. Tout contact du silicone non durci avec de tels composés (par ex. avec des gants en latex, parfois avec des silicones par condensation) nuit au processus de polymérisation (inhibition, retard de polymérisation, formation d'une couche grasseuse) et il faut donc l'éviter.

5. Conservation et stockage

5.1. Conservation

Multisil-Epithetik city/country/beach se conserve à température ambiante (pas au delà de 28° C) pendant 2 ans dans le récipient d'origine fermé. La durée de conservation court à partir de la date de livraison.

5.2. Stockage

Stocker au frais et au sec Multisil-Epithetik city/country/beach (pas au delà de 28° C), bien refermer la cartouche après usage à l'aide du capuchon d'origine, protéger des rayons du soleil.

6. Consignes de sécurité et identification des dangers

Après contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Après contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Veuillez s.v.p. demander la fiche de données de sécurité.

7. Divers

Les indications contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d'emploi avant d'utiliser une nouvelle boîte. Ce mode d'emploi concerne Multisil-Epithetik city/country/beach N° de cde 540 0106 4, 540 0106 5, 540 0106 6.

bredent

Weissenhorner Str. 2 • 89250 Senden • Germany • Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 • Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com • e-mail info@bredent.com

édition: 20.06.02/OF